

سهولة في الاستخدام



لتحقيق أقصى استفادة من كل المواقف التي تمر بها خلال يومك، يقوم نظام التشغيل AutoSense OS 3.0 تلقائيًا باستشعار الصوت والإعدادات من حولك ليقوم بإجراء التعديلات المناسبة على الفور.

كما ان معالج الصوت Naída CI M ، يمكنك من الاستمتاع باتصال لاسلكي سهل بجميع أجهزتك، وبمجرد ان تتصل بالجهاز سوف تتمكن من الاستمتاع بسماع الموسيقى المفضلة لديك او الاتصال المباشر مع العائلة والأصدقاء عبر الهاتف.

زيادة في استخدام الهواتف الذكية.*

77% من البالغين فوق سن 50 عامًا يستخدمون هواتفهم الذكية للبقاء على تواصل مع عائلاتهم واصدقائهم.

77%

استخدام الأجهزة اللوحية أصبح واسع الانتشار.*

70% من البالغين فوق سن 50 يشاهدون الفيديو و / أو البرامج على أجهزتهم اللوحية.

70%

يوفر تطبيق AB Remote الخاص بنا إدارة سريعة ومريحة للجميع لأجهزة السمع الخاصة بك على هاتفك الذكي.

* AARP Research 2020. Older Adults Keep Pace on Tech Usage. Retrieved from <https://www.aarp.org/research/topics/technology/info-2019/2020-technology-trends-older-americans.html>

راحة بلا مجهود



التصميم المنحني الفريد للبطارية في الجزء السفلي من معالج الصوت المتواجد على محيط الأذن، صمم ليحافظ على أمان الجهاز من السقوط، وصممت قطعة الرأس بشكل ارفع لتكون مريحة بشكل اكبر.

كما تمنحك بطاريتنا المقاومة للماء القدرة على السمع والبقاء على تواصل مع من حولك بينما تستمتع بالأنشطة المائية، بدون قلق. كما ان مايكروفون AquaMic™ الموجود في قطعة الرأس الوحيد المقاوم للماء في العالم، يتيح لك الاستمتاع بالتمارين والتواصل مع من حولك.

تجربة سمعية قوية



يمنحك نظام التشغيل AutoSense Sky OS 3.0™ الوصول التلقائي إلى مجموعة متنوعة من الميزات التي تخصص الصوت بناءً على البيئة السمعية المحيطة بك. هذا يعني أنك ستستطيع ان تسمع بأفضل طريقة في كل لحظة وكل يوم ، بغض النظر عن المكان الذي تأخذك إليه الحياة.

Phonak Marvel هي منصة تقنية متطورة من الشركة الرائدة في مجال تقنيات السمع فونك وفي معالج الصوت Naída CI M ، تم دمج الفوائد المثيرة من Marvel مع المعالجة الصوتية Advanced Bionics لتقديم جودة صوت وأداء ممتازين للمتلقى.

بخلاف أي نظام أساسي آخر لزراعة القوقعة ، يمكن لمعالج الصوت Naída CI M استقبال المكالمات والاصوات مباشرةً من كل هاتف ذكي تقريبًا واي جهاز يدعم تقنية Bluetooth®. تعزز تقنية Roger™ أداء السمع لديك في مواقف الاستماع الصعبة ، دون الحاجة إلى توصيل أجهزة وملحقات إضافية بمعالج الصوت الخاص بك.



تواصل مع اللحظات التي تحبها



ان الصوت يربطنا بالعالم المحيط بنا و يساعدنا على الانغماس به، كما ويتيح لنا بناء علاقات وثيقة مع من نحبهم وهذا التواصل هو ما يلهمنا ويمدنا بالنشاط اليومي.

عش هذه اللحظات باستخدام معالج الصوت Naída CI M™ ، المعالج المتقدم وسهل الاستخدام لغرسات القوقعة والمتكامل مع تقنية Phonak Marvel الشهيرة الذي صُمم ليتناسب مع الطريقة المختلفة التي يمكن ان تعيش بها.

تواصل فعال

في Advanced Bionics ، نعتقد أنه يمكن للجميع العيش بدون قيود فقدان السمع، لهذا السبب نحن متحمسون لتقديم Naída CI M ، معالج صوت غرسة القوقعة الصناعية الأكثر مرونة وابتكارًا ، لأنه عندما يمكنك سماع أفضل ما لديك ، يمكنك التواصل بشكل كامل مع العالم من حولك.

تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني AdvancedBionics.com وابدأ رحلتك اليوم إلى سمع أفضل



ADVANCED BIONICS LLC – 28515 Westinghouse Place - Valencia, CA 91355, United States
T: +1.877.829.0026 - T: +1.661.362.1400 - F: +1.661.362.1500 info.us@advancedbionics.com

EC REP ADVANCED BIONICS GMBH - Feodor-Lynen-Strasse 35 – 30625 Hannover, Germany

For information on additional AB locations, please visit advancedbionics.com/contact

*Not all colors and sizes are available in all markets.

Advanced Bionics - A Sonova brand



028-N095-21 Rev A
©2023 Advanced Bionics AG and affiliates. All rights reserved.

شركاؤك في رحلة السمع الخاصة بك

جنبًا إلى جنب مع Phonak ، نحن جزء من أكبر شركة سمعية في العالم وأكثرها ابتكارًا، مكرسة لتقديم الحلول للمرضى الذين يعانون من كل درجات فقدان السمع.

إذا كنت ستستخدم غرسة قوقعة صناعية والمعينة السمعية في نفس الوقت ، فإن المعينة السمعية من فونك (Naída™ Link M) ومعالج الصوت (Naída CI M) صمما للعمل معاً بشكل فعال ومتناسق. على عكس الحلول الأخرى، يعالج هذان الجهازان الأصوات بنفس الطريقة ونفس الوقت ليوفرًا للمتلقي صوتًا ثابتًا حتى في مواقف الاستماع الصعبة.



لكي تستطيع ان تتواصل مع من حولك بثقة وبدون تردد يجب عليك ان تقوم بممارسة اللغة ومتابعة التأهيل اللغوي والمحادثات اليومية ولذلك وفرنا لك، مورد إعادة التأهيل SoundSuccess™ و هو برنامج تفاعلي عبر الإنترنت يمكنك من ممارسة الاستماع إلى اللغة والتحدث بشكل يومي وانت في منزلك



قم بزيارة HearingSuccess.com للوصول إلى SoundSuccess واكتشاف موارد أخرى لمساعدتك في تحقيق أهدافك السمعية.

تواصل مع اللحظات التي تحبها



NAÍDA CI M

