

התחברו לרגעים
שאתם אוהבים



חיבורים עוצמתיים מתחילים כאן

החיים מלאים ברגעים מדהימים. רגעים מעוררי השראה, משמחים ומחברים, ואתם רוצים ליהנות באופן פעיל מכל הרגעים של החיים. כבר למעלה מ-25 שנים. ועכשיו, בשיתוף עם פונאק, המובילה הגלובלית בשיקום שמיעה, אנו מציגים את מעבד שתל השכלול המתקדם ביותר שלם – מעבד הצלילים ה-Naida™ CI M.

Naida CI M ממנף את העוצמה של פלטפורמת מארוול, ומציע לכם פתרון שמיעה מותאם אישית המתוכנן ספציפית עבור הצרכים הייחודיים שלכם, בין אם זה בעבודה, בשעות הפנאי או בנסיעות.

עם המעבד Naida CI M, אנו מציגים בפניכם עולם של חיבורים עוצמתיים, להיום ולעתיד.

מעבד הצלילים Naida CI M – תוכן מתוך מחשבה עליכם

מעבד Naida CI M הוא חלק ממערכת שתל שבלול מתקדמת וחדשנית המספקת חווית שמיעה מדהימה. זה בא לידי ביטוי בצליל עוצמתי ושמיעה מצוינת בכל סביבה, יחד עם גמישות ועמידות המאפשרות לכם לצעוד בבטחה אל כל ההרפתקאות שהחיים מזמנים.

Naida CI M מציע מגוון רחב של מאפיינים המתוכננים לשפר את השמיעה בכל מצבי ההאזנה בעזרת מערכת ההפעלה AutoSense OS™ 3.0 והזרמת אודיו ישירה ממגוון מכשירים. היו סמוכים ובטוחים שכל היבט של המערכת מתוכנן להפעלה חלקה על מנת להעניק לכם את מוחות השימוש האולטימטיבית.



המיקרופונים

מערכת מיקרופונים על יחידת הראש, על הזווית ועל המעבד צלילים, קולטים את הצלילים ומעבירים אותם למעבד הצלילים.



מעבד הצלילים

מעבד הצלילים מונח על האוזן, מעבד את הצלילים ומעביר אותם לשתל דרך יחידת הראש.

יחידת הראש

יחידת הראש מתחברת עם מגנט לשתל הפנימי והיא ניתנת להסרה.

השתל

פנימי, שתל השבלול ומערך האלקטרודות HiRes™ Ultra 3D קולטים את האותות ומעוררים את סיבי עצב השמיעה בשבלול. אותות אלה נעים לכיוון המוח ושם הם מפורשים כצלילים. השתל תואם לסריקת MRI, כלומר, שאם יהיה צורך בסריקת MRI, לא צריך ניתוח נוסף, רק להסיר את המעבד בעת הבדיקה.



האביזרים

בסביבות ייחודיות כמו בריכת שחיה, מסעדה רועשת או פגישה, קיימים מגוון אביזרים המתוכננים לעזור לכם לשמוע באופן מיטבי ולהיות במרכז העניינים.



מתוכנן לחיים. מתוכנן עבורכם.

עם העבודה, המשפחה, הפעילות הגופנית וכל האירועים החברתיים, הימים שלכם מתמלאים מהר. רבים מהדברים שאתם אוהבים במיוחד כרוכים במצבי שמיעה תובעניים. וללא קשר למה שאתם עושים, תמיד תרצו לשמוע הכי טוב שאפשר.



הישארו מחוברים

המשמעות של להישאר מחוברים למשפחה ולחברים בימים אלה מתבטאת בקיומן של שיחות אודיו/ואו וידאו מרובות. ללא קשר לסוג הטלפון בו אתם משתמשים, קישוריות הבלוטות' המובנית שלנו מאפשרת לכם לענות לשיחות בידיים חופשיות, ולהזרים את השיחה ישירות לאוזניים.

בעבודה או במסגרת חברתית

פגישות קבוצתיות ושיחות ועידה בעבודה, וכן מפגשים חברתיים עמוסים, יכולים להוות סביבות האזנה מאתגרות. המשמעות של מאפיין ה-RogerDirect™ היא שאין יותר צורך לחבר ציוד נוסף למעבד הצלילים. תוכלו להשתמש במשדר הרוג'ר המועדף עליכם, והוא ידאג שתהיו במרכז השיחה.



אימון גופני

בין אם אתם מתאמנים בבריכה או בפארק, העמידות מפני מים מבטיחה שתשמעו הכי טוב שתוכלו בלי לדאוג שלחות או זיעה יפגעו במכשירים. כך תוכלו להאזין לפלייליסט האהוב עליכם תוך כדי ריצת הבוקר.



לצאת לבילוי

טכנולוגיית המיקרופונים הכיווניים המתקדמת של Naida CI M, בשילוב עם המיקרופון M T-Mic™, מאפשרים לכם לשמוע את העומד מולכם תוך דיכוי רעשי הרקע המטרידים המגיעים מהצדדים ומאחור.



תוך כדי תנועה

משתמשים בתחבורה ציבורית, נוהגים או עולים על טיסה? המאפיינים המתקדמים של מעבד הצלילים שלנו שומרים על רעשי הרקע המתאגרים ברמה נוחה, כך שתוכלו להשתתף בשיחה גם תוך כדי תנועה.



לבלות ערב רגוע בבית

כאשר אתם מוכנים להירגע עם תכנית הטלוויזיה האהובה עליכם, משמעותה של התאימות של Naida CI M עם טכנולוגיית Airstream היא שתהיה לכם האפשרות להזרמת האודיו ישירות מהטלוויזיה לאוזניים בעוצמת הקול המועדפת עליכם, בלי להטריד את הצופים האחרים.



התחברו לרגעים שאתם אוהבים

הצלילים מחברים אותנו. הם עוזרים להטמיע אותנו בעולם ולבנות מערכות יחסים חזקות עם יקירינו. החיבורים שלנו מעוררים בנו השראה, מחיים אותנו.

בואו לחיות עבור הרגעים האלה עם Naida CI M, מעבד צלילים מתקדם וידידותי למשתמש המשלב את הפיתוחים האחרונים של פונאק – פלטפורמת מארוול. הוא מתוכנן להתאים לדרך בה אתם חיים, לכל דרך בה אתם חיים, כך שהשמיעה תהיה חסרת מאמץ וייחודית לכם.

Naida CI M מתוכנן עבור הרגעים החשובים ביותר, והוא כולל:

- חווית שמיעה עוצמתית 
- נוחות ללא מאמץ 
- קלות שימוש אולטימטיבית 



חוויית שמיעה עוצמתית

להקיף את עצמכם בצלילים האופייניים לבילוי בחוף הים. לשוחח עם משפחה וחברים סביב שולחן שוקק חיים ומלא כל טוב. ליהנות מהרוגע של קריאת ספר עם הילדים או הנכדים. אלו הרגעים שבשבילם אנחנו חיים; אלו הרגעים שמחברים אותנו לעולם.

על מנת להפיק את המרב מהרגעים המדהימים של החיים, תרצו את חוויית השמיעה הטובה ביותר כל יום וכל היום – בבית, בעבודה, עם משפחה או חברים, או כאשר אתם נהנים מהפעילויות האהובות עליכם. Naida CI M מספק לכם חוויית שמיעה עוצמתית באיכות שמיעה מעולה במגוון מצבים, עם פתרונות קישוריות מובנים.

מתוכנן עבור כל צרכי ההאזנה שלכם.

האקוסטיקה והסאונד במשרד שונים מאוד מטויל בפארק או מארוחת ערב במסעדה. על מנת להפיק את המרב מכל סביבה, אתם זקוקים לפתרון שמיעה המתוכנן לספק צליל עשיר ונקי בכל מצב האזנה.

מערכת ההפעלה **AutoSense OS 3.0** מעניקה לכם חוויית האזנה עוצמתית בעזרת גישה אוטומטית למגוון מאפיינים המתאימים אישית את הצליל בהתבסס על הסביבה בה אתם נמצאים. כלומר, תשמעו הכי טוב שתוכלו בכל רגע, בכל יום, לא חשוב לאן החיים ייקחו אתכם.



השילוב עם פונאק מארוול מספק ביצועים עוצמתיים.

פונאק מארוול היא פלטפורמה טכנולוגית פורצת דרך מבית היוצר של המובילה הגלובלית של תעשיית טכנולוגיות השמיעה. במעבד Naida CI M, שילבנו את היתרונות המרגשים של מארוול ואת עיבוד הצלילים האמין של Advanced Bionics על מנת לספק לכם איכות וביצועי צלילים מצוינים יותר מתמיד.

קישוריות מובנית פירושה לחיות את הרגע.

חיבורים משחקים תפקיד חשוב בחיים שלנו. אנחנו תמיד מחפשים דרכים להישאר מחוברים – למשפחה ולחברים, למוזיקה ולהופעות האהובות עלינו ולצלילים שמסביבנו.

בשונה מכל פלטפורמת שתל שבלול אחרת, Naida CI M מספקת את היכולת להזרים שיחות ואודיו ישירות מכל סמארטפון ומכשיר התומך בבלוטות'. טכנולוגיית RogerDirect של פונאק מגבירה את ביצועי השמיעה שלכם במצבי שמיעה מאתגרים, ללא מכשירים נוספים המחוברים למעבד הצלילים. כלומר, אתם תוכלו להיות במרכז השיחה במצבים חברתיים רועשים או בפגישות עבודה, ולהתחבר ישירות לפלטפורמת הבידור האהובה עליכם בבית או בדרכים.



Roger™ Technology



טכנולוגיית רוג'ר

השתמשו ברוג'ר במצבי האזנה מאתגרים, כגון במסעדה עמוסה או בשיחת ועידה בוודאו, על מנת לשדרג את ביצועי השמיעה שלכם.



נוחות ללא מאמץ

בכל ההרפתקאות שלכם בחיים, כדאי שיהיה ברשותכם פתרון שמיעה המתאים לחיים שלכם בצורה מלאה ומאפשר לכם ללכת בעקבות התשוקות שלכם ולחיות את החיים במלואם.

מעבד הצלילים ויחידת הראש שלנו מתוכננים להתאמה נוחה, בטוחה ומוצנעת. כי הדבר האחרון שאתם צריכים להתמקד בו כשאתם מתארגנים לשחות בבריכה או כשאתם קושרים את שרוכי נעלי הספורט לפני ההליכה, הוא הנוחות והבטיחות של המכשיר שלכם. עם Naida CI M, תוכלו להתמקד במה שהכי חשוב – ליהנות מהפעילויות אותן אתם אוהבים.

התאמה נוחה ובטוחה.

אתם תרכיבו את המכשיר שלכם כמעט כל הזמן. כלומר, אתם זקוקים למעבד צלילים ואוזנייה נוחים, מוצנעים ושלא יפריעו לפעילויות האהובות עליכם. כל אלה יאפשרו לכם ליהנות ממה שתשמעו, בלי לדאוג למכשיר שלכם.



עיצוב מעוגל

העיצוב הייחודי של הסוללה בתחתית המעבד מתעגל כנגד קו המתאר של האוזן, וכך מקבע את המכשיר ומצניע אותו במקומו.



יחידת ראש דקה

Naida CI M כולל יחידת ראש חדשה ודקה המספקת נוחות מרבית. יחידת הראש לא תפריע לכם ואתם תוכלו ליהנות מאורח חיים פעיל.

קדימה, קפצו למים.

כל כך הרבה מהפעילויות האהובות עלינו מתרחשות בסביבה פעילה – שחייה, ג'ונג, ספורט ואימוני כושר. **הסוללה שלנו, העמידה במים**, מספקת לכם את אותה איכות שמיעה מצוינת אפילו בזמן שאתם נהנים מהפעילויות הכי קשוחות, וכל זאת בבטיחות וללא דאגות.

ואוזניות **AquaMic™** של Advanced Bionics כוללות את המיקרופונים העמידים במים היחידים בעולם במעבדי הצלילים. הם יאפשרו לכם ליהנות מאימון או ממסיבת בריכה, וגם להישאר במרכז העניינים בכל מקום.



קלות שימוש אולטימטיבית

אתם אמורים להיות מסוגלים להתעורר, להרכיב את מעבד הצלילים שלכם ולהתחיל את היום בידיעה שתשמעו הכי טוב שתוכלו שניתן ללא צורך בכיוונים. על מנת לענות לצרכים שלכם, Naida CI M הוא מעבד מתוחכם, מתקדם מבחינה טכנולוגית ואינטואיטיבי לשימוש.

מערכת ההפעלה AutoSense OS 3.0 שלנו מתוכננת לבצע את הכיוונים בזמן שאתם בתנועה ועוברים מסביבת האזנה אחת לאחרת, ואפליקציית AB Remote מאפשרת לכם לוודא שעוצמת הקול, התוכניות והגדרות נוספות יהיו בדיוק כמו שאתם צריכים.

חיישנים אוטומטיים והתאמה לכל מצב.

לוח הזמנים היומי שלכם יכול להיות מאוד עמוס, והדבר האחרון שתרצו הוא לדאוג לכוון את המעבד שלכם כשאתם עוברים מפגישה של אחד-על-אחד למפגש חברתי או לאימון.

על מנת להפיק את המרב מכל מצב, מערכת ההפעלה **AutoSense OS 3.0** משתמשת בבינה מלאכותית כדי לחוש את הצליל ואת הסביבה בה אתם נמצאים ומבצעת את הכיוונים המתאימים באופן מדי. התכנון מיועד לספק ביצועים טובים יותר ברעש, וכן להיפטר מהצורך לשינויים

קישוריות אלחוטית מובנית.

החיים היום כרוכים בחיבורים, והנושא רק נעשה יותר חשוב בעוד הטכנולוגיה מתקדמת. עם Naida CI M, תוכלו ליהנות מקישוריות אלחוטית פשוטה וחסרת מאמץ בכל המכשירים האהובים שלכם.

ברגע שתהיו מחוברים, תוכלו לשמוע מצוין בעבודה, לחוות את המוזיקה ואת הסדרות האהובות שלכם בסאונד משופר ולהתחבר למשפחה ולחברים בטלפון או בווידיאו באיכות מדהימה. השילוב האינטגרלי של בלוטות' ואביזרי רוג'ר של פונאק הופכים את החיבורים האלה לקלים ואינטואיטיביים.



עלייה בשימוש בסמארטפונים
77% מהמבוגרים בני 50+ משתמשים
רסמארטפונים שלהם כדי להישאר מחוברים



**תוכן הזרמת האודיו
בטבלטים הולך וגדל**
70% מהמבוגרים בני 50+ רואים
סרטונים ו/או תכניות הזרמת אודיו
בטבלטים שלהם

אפליקציית AB Remote: לשליטה טובה יותר.

היכולת לשלוט במעבד הצלילים שלכם כך שתמיד תקבלו את איכות הקול הטובה ביותר. **אפליקציית AB Remote** שלנו עושה את זה לקל ודיסקרטי על ידי כך שהיא מספקת לכם ניהול קל של כל מכשירי השמיעה שלכם מן הסמארטפון שלכם.



תצורות שניתנות להתאמה אישית ויכולות לענות לכל הצרכים שלכם.

ב-Advanced Bionics אנו עובדים ללא לאות כדי לעמוד בצרכי השמיעה הייחודיים שלכם. ביחד עם פונאק, אנחנו חלק מחברת השמיעה החדשנית והגדולה ביותר המוקדשת למציאת פתרונות עבור מטופלים עם כל סוג ורמה של לקות שמיעתית.

אם אתם משתמשים בשתל שבלול ובמכשיר שמיעה, אתם יכולים להשתמש ב- **Naída CI M** באוזן אחת ומכשיר שמיעה **Phonak Naída™ Link M** באוזן השנייה. גישה מותאמת אישית זו מתוכננת על מנת לוודא ששני המכשירים יעבדו צלילים באותו אופן. ביחד הם מספקים חוויות צליל עקביות והבנת דיבור מעולה, זאת בשונה ממכשיר שמיעה ושתל שבלול שלא תוכננו לפעול יחד.

בחרו את הבחירה הברורה לקבלת פתרון שמיעה המתוכנן סביב הצרכים הייחודיים שלכם. בחרו את העוצמה של Advanced Bionics ופונאק.



הפתרון הדו-צדדי המתוכנן לפעול יחד

עבור אנשים עם שאריות שמיעה באוזן אחת, הרכבת מכשיר השמיעה המתאים עוזרת להם לשמוע אפילו טוב יותר מאשר עם מערכת שתל שבלול בלבד. הרכבת **Naída Link M** יחד עם **Naída CI M** מספקת לכם תחושת קוליות דומה בשתי האוזניים עם יכולת כיוון של שני המכשירים ביחד.



שותפים במסע שלכם לקראת שמיעה טובה

ב-Advanced Bionics יודעים שזהו מסע לכל החיים – מסע שבו נלווה אתכם בכל צעד. לכן בחירה ב-Advanced Bionics ובפונאק משמעותה בחירת שותפים למסע שתמיד ימשיכו לחפש דרכים לשיפור, וכדי לוודא שתוכלו ליהנות מחיים המלאים בצלילים.

כאשר אתם שוקלים שתל שבלול, פורטל השיקום המקוון שלנו, **HearingSuccess**, יכול לסייע לכם לזהות את צרכי השמיעה שלכם, לקבוע יעדים ולקבל תמיכה. לאחר הניתוח והתחלת השימוש במערכת השתל, תוכלו להמשיך למקסם את ההצלחה שלכם בעזרת הפורטל. הישארו מעודכנים בפיתוחים הטכנולוגיים האחרונים והשתמשו בכלים ובמשאבים רבי-עוצמה שיכולים לסייע בשיפור היכולות השמיעתיות שלכם.

משאבי השיקום של Sound Success

נדרש ניסיון על מנת לתקשר בביטחון. **משאבי השיקום של SoundSuccess™** היא תוכנית אינטראקטיבית מקוונת בה תוכלו לתרגל האזנה לשפה ושיחות יומיומיות בנוחות בביתכם. התוכנית נועדה לשפר את:

- הביטחון בשימוש טכנולוגיית אביזרי השמיעה שלכם
- קלות ההבנה של דוברים אחרים
- קלות ההאזנה בסביבות רועשות

בקרו ב-HearingSuccess.com על מנת לקבל גישה ל-SoundSuccess וגלו משאבים נוספים שיסיעו לכם להגיע ליעדי השמיעה שלכם.

בקרו ב-AdvancedBionics.com/blog וקראו סיפורים שכתבו על ידי מושתלים אודות מסע השמיעה שלהם ומאמרים מועילים אודות לקות שמיעה וטכנולוגיית שתל השבלול.




משפרים את השמיעה מתחברים לחיים

ב-Advanced Bionics או מאמינים שכולם יכולים לחיות בלי מגבלות שלקות שמיעה מביאה. לכן אנו נלהבים להציג בפניכם את Naida CI M, מעבד הצלילים במערכת שתל השבלול הגמיש והחדשני ביותר – מערכת השתל שמציבה את המשתמש במרכז.

Naida CI M משלב את הטכנולוגיות ואת השירותים הטובים ביותר של Advanced Bionics ופונאק עם הצרכים הספציפיים שלכם על מנת לשפר את השמיעה שלכם. כי כאשר אתם שומעים באופן המיטבי שלכם, תוכלו להתחבר עם עולם הצלילים שמסביבכם. זה כל כך פשוט וכל כך משנה את החיים!

מסביב לעולם, עשרות אלפי מושתלים כבר הפיקו תועלת משתלי השבלולי שלנו.

בקרו אותנו ב-[AdvancedBionics.com](https://www.advancedbionics.com) והתחילו את המסע שלכם לשמיעה טובה יותר כבר היום.





חיבורים עוצמתיים מתחילים כאן

החיים מלאים ברגעים מדהימים. רגעים מעוררי השראה, משמחים ומחברים, ואתם רוצים ליהנות באופן פעיל מכל הרגעים של החיים. השבלול כבר מעל 25 שנים. ועכשיו, בשיתוף עם פונאק, המובילה הגלובלית בשיקום שמיעה, אנו מציגים את מערכת שתל השבלול המתקדמת ביותר שלנו – הכוללת את מעבד הצלילים **CI M Naida™**.

Naida CI M ממנף את העוצמה של פלטפורמת מארוול ומציע לכם פתרון שמיעה מותאם אישית המתוכנן ספציפית עבור הצרכים הייחודיים שלכם, בין אם זה בעבודה, בשעות הפנאי או בנסיעות.

עם המעבד Naida CI M, אנו מציגים בפניכם עולם של חיבורים עוצמתיים, היום ובעתיד.



חיבורים עוצמתיים מתחילים כאן

החיים מלאים ברגעים מדהימים. רגעים מעוררי השראה, משמחים ומחברים, ואתם רוצים ליהנות באופן פעיל מכל הרגעים של החיים. **Advanced Bionics** מובילה את החדשנות בתחום שתלים השבלול כבר מעל 25 שנים. ועכשיו, בשיתוף עם פונאק, המובילה הגלובלית בשיקום שמיעה, אנו מציגים את מערכת שתל השבלול המתקדמת ביותר שלנו – הכוללת את מעבד הצלילים **Naida™ CI M**.

Naida CI M ממנף את העוצמה של פלטפורמת מארוול ומציע לכם פתרון שמיעה מותאם אישית המתוכנן ספציפית עבור הצרכים הייחודיים שלכם, בין אם זה בעבודה, בשעות הפנאי או בנסיעות.

עם המעבד Naida CI M, אנו מציגים בפניכם עולם של חיבורים עוצמתיים, היום ובעתיד.

NAIDA CI M





חיבורים עוצמתיים מתחילים כאן

החיים מלאים ברגעים מדהימים. רגעים מעוררי השראה, משמחים ומחברים, ואתם רוצים ליהנות באופן פעיל מכל הרגעים של החיים. **Advanced Bionics** מובילה את החדשנות בתחום שתלים השבלול כבר מעל 25 שנים. ועכשיו, בשיתוף עם פונאק, המובילה הגלובלית בשיקום שמיעה, אנו מציגים את מערכת שתל השבלול המתקדמת ביותר שלנו – הכוללת את מעבד הצלילים **CI M Naída™**.

Naida CI M ממנף את העוצמה של פלטפורמת מארוול ומציע לכם פתרון שמיעה מותאם אישית המתוכנן ספציפית עבור הצרכים הייחודיים שלכם, בין אם זה בעבודה, בשעות הפנאי או בנסיעות.

עם המעבד Naida CI M, אנו מציגים בפניכם עולם של חיבורים עוצמתיים, היום ובעתיד.

NAIDA CI M



התחברו לרגעים שאתם אוהבים

הצלילים מחברים אותנו. הם עוזרים להטמיע אותנו בעולם ולבנות מערכות יחסים חזקות עם יקירינו. החיבורים שלנו מעוררים בנו השראה, מחיים אותנו.

בואו לחיות עבור הרגעים האלה עם Naida CI M, מעבד צלילים מתקדם וידידותי למשתמש המשלב את הפיתוחים האחרונים של פונאק – מפלטפורמת מארוול. הוא מתוכנן להתאים לדרך בה אתם חיים, לכל דרך בה אתם חיים, כך שהשמיעה תהיה חסרת מאמץ וייחודית לכם.

Naida CI M מתוכנן עבור הרגעים החשובים ביותר, והוא כולל:

חוויית שמיעה עוצמתית



נוחות ללא מאמץ



קלות שימוש אולטימטיבית



Advanced Bionics AG

Lautschstrasse 2B,
8712 Stäfa, Switzerland
T: +41.58.938.78.00
F: +41.58.938.78.90
info.switzerland@advancedbionics.com

Advanced Bionics LLC

28515 Westinghouse Place
Valencia, CA 91355, United States
T: +1.877.829.0026
T: +1.661.362.1400
F: +1.661.362.1500
info.us@advancedbionics.com

For information on additional AB locations, please visit
advancedbionics.com/contact

AB – A Sonova brand

Please contact your local AB representative for
regulatory approval and availability in your region.

The Bluetooth® word mark and logos are registered
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use
of such marks by Sonova AG is under license.



www.abionics.com

033-AB396-02 Rev A

©2020 Advanced Bionics AG and affiliates. All rights reserved.

