

התחברו לרגעים
שאתם אוהבים



NAÍDA CI M



ADVANCED
BIONICS

POWERFUL CONNECTIONS

חיבורים עוצמתיים מתחילים כאן

החיים מלאים ברגעים מדהימים. רגעים מעוררי השראה, משמחים ומחברים, ואתם רוצים ליהנות באופן פעיל מכל הרגעים של החיים. **Advanced Bionics** מובילה את החדשנות בתחום שתלי השבלול כבר למעלה מ 25 שנים. ועכשיו, בשיתוף עם פונאק, המובילה הגלובלית בשיקום שמיעה, אנו מציגים את מעבד שתל השבלול המתקדם ביותר שלנו – מעבד הצלילים ה- **Naída™ CI M**.

Naida CI M ממנף את העוצמה של פלטפורמת מארוול, ומציע לכם פתרון שמיעה מותאם אישית המתוכנן ספציפית עבור הצרכים הייחודיים שלכם, בין אם זה בעבודה, בשעות הפנאי או בנסיעות.

עם המעבד Naida CI M, אנו מציגים בפניכם עולם של חיבורים עוצמתיים, להיום ולעתיד.

NAÍDA CI M





המיקרופונים

מערכת המיקרופונים שעל המעבד והזווית קולטת את הצלילים ומעבירה אותם לעיבוד במעבד.



מעבד הצלילים


מעבד הצלילים המותאם להרכבה על האוזן מעבד את הצלילים ומעבירם אל יחידת הראש.

יחידת הראש

יחידת הראש מתחברת עם מגנט לשתל הפנימי והיא ניתנת להסרה.

השתל

פנימי, שתל השבלול ומערך האלקטרודות HiRes™ Ultra 3D קולטים את האותות ומעוררים את סיבי עצב השמיעה בשבלול. אותות אלה נעים לכיוון המוח ושם הם מפורשים כצלילים. השתל תואם לסריקת MRI, כלומר, אם יהיה צורך בבדיקת MRI, אין צורך בניחוח ואין חשש מאי נוחות או כאב. צריך רק להסיר את המעבד בעת הבדיקה.



האביזרים

בסביבות ייחודיות כמו בריכת שחיה, מסעדה רועשת או פגישה, קיימים מגוון אביזרים המתוכננים לעזור לכם לשמוע באופן המיטבי ולהיות במרכז העניינים.

מעבד הצלילים Naida CI M תוכנן מתוך מחשבה עליכם

מעבד Naida CI M הוא חלק ממערכת שתל שבלול מתקדמת וחדשנית המספקת חווית שמיעה מדהימה. זה בא לידי ביטוי בצליל עוצמתי ושמיעה מצוינת בכל סביבה, יחד עם גמישות ועמידות המאפשרות לכם לצעוד בבטחה אל כל ההרפתקאות שהחיים מזמנים.

Naida CI M מציע מגוון רחב של מאפיינים המתוכננים לשפר את השמיעה בכל מצבי ההאזנה בעזרת מערכת ההפעלה AutoSense OS™ 3.0 והזרמת אודיו ישירה ממגוון מכשירים. היו סמוכים ובטוחים שכל היבט של המערכת מתוכנן להפעלה חלקה על מנת להעניק לכם את נוחות השימוש האולטימטיבית.



הישארו מחוברים

המשמעות של להישאר מחוברים למשפחה ולחברים בימים אלה מתבטאת בקיומן של שיחות אודיו ו/או וידאו מרובות. ללא קשר לסוג הטלפון בו אתם משתמשים, קישוריות הבלוטות' המובנית שלנו מאפשרת לכם לענות לשיחות בידיים חופשיות, ולהזרים את השיחה ישירות לאוזניים.



בעבודה או במסגרת חברתית

פגישות קבוצתיות ושיחות ועידה בעבודה, וכן מפגשים חברתיים עמוסים, יכולים להוות סביבות האזנה מאתגרות. המשמעות של מאפיין ה-RogerDirect™ היא שאין יותר צורך לחבר ציוד נוסף למעבד הצלילים. תוכלו להשתמש במשדר הרוג'ר המועדף עליכם, והוא ידאג שתהיו במרכז השיחה.



לצאת לבילוי

טכנולוגיית המיקרופונים הכיווניים המתקדמת של Naida CI M, בשילוב עם המיקרופון M T-Mic™, מאפשרים לכם לשמוע את העומד מולכם תוך דיכוי רעשי הרקע המטרדיים המגיעים מהצדדים ומאחור.



לבלות ערב רגוע בבית

כאשר אתם מוכנים להירגע עם תכנית הטלוויזיה האהובה עליכם, משמעותה של התאימות של Naida CI M עם טכנולוגיית Airstream היא שתהיה לכם האפשרות להזרמת האודיו ישירות מהטלוויזיה לאוזניכם בעוצמת הקול המועדפת עליכם, בלי להטריד את הצופים האחרים.



מתוכנן לחיים. מתוכנן עבורכם.

עם העבודה, המשפחה, הפעילות הגופנית וכל האירועים החברתיים, הימים שלכם מתמלאים מהר. רבים מהדברים שאתם אוהבים במיוחד כרוכים במצבי שמיעה תובעניים. וללא קשר למה שאתם עושים, תמיד תרצו לשמוע הכי טוב שאפשר.

Naida CI M מתוכנן סביבכם וסביב אורח החיים העמוס שלכם. אוסף המאפיינים המגוונים שלו מעניק לכם שלוות נפש, כך שבכל מצב תיהנו מחוויית שמיעה עוצמתית וללא מאמץ בה אתם חפצים. אז מלאו את היום שלכם בפעילויות. לכו אחרי התשוקות שלכם. והרשו ל-Naida CI M לעזור לכם ליהנות מהחיים במלואם.

אימון גופני

בין אם אתם מתאמנים בבריכה או בפארק, העמידות מפני שרטיבות או זיעה מבטיחה שתשמעו הכי טוב שתוכלו בלי לדאוג שלחות או זיעה יפגעו במכשירים. כך תוכלו להאזין לפלייליסט האהוב עליכם תוך כדי ריצת הבוקר.



תוך כדי תנועה

משתמשים בתחבורה ציבורית, נוהגים או עולים על טיסה? המאפיינים המתקדמים של מעבד הצלילים שלנו שומרים על רעשי הרקע המתגרים ברמה נוחה, כך שתוכלו להשתתף בשיחה גם תוך כדי תנועה.





התחברו לרגעים שאתם אוהבים

הצלילים מחברים אותנו. הם עוזרים להטמיע אותנו בעולם ולבנות מערכות יחסים חזקות עם יקירינו. החיבורים שלנו מעוררים בנו השראה, מחיים אותנו.

בואו לחיות עבור הרגעים האלה עם Naida CI M, מעבד צלילים מתקדם וידידותי למשתמש המשלב את הפיתוחים האחרונים של פונאק – פלטפורמת מארוול. הוא מתוכנן להתאים לדרך בה אתם חיים, לכל דרך בה אתם חיים, כך שהשמיעה תהיה חסרת מאמץ וייחודית לכם.

Naida CI M מתוכנן עבור הרגעים החשובים ביותר, והוא כולל:

חוויית שמיעה עוצמתית 

נוחות ללא מאמץ 

קלות שימוש אולטימטיבית 

השילוב עם פונאק מארוול מספק ביצועים עוצמתיים

פונאק מארוול היא פלטפורמה טכנולוגית פורצת דרך מבית היוצר של המובילה הגלובלית של תעשיית טכנולוגיות השמיעה. במעבד Naida CI M, שילבנו את היתרונות המרגשים של מארוול ואת עיבוד הצלילים האמין של Advanced Bionics על מנת לספק לכם איכות וביצועי צלילים מצוינים יותר מתמיד.



קישוריות מובנית פירושה לחיות את הרגע

חיבורים משחקים תפקיד חשוב בחיים שלנו. אנחנו תמיד מחפשים דרכים להישאר מחוברים - למשפחה ולחברים, למוזיקה ולהופעות האהובות עלינו ולצלילים שמסביבנו.

בשונה מכל פלטפורמת שתל שבלול אחרת, Naida CI M מספק את היכולת להזרים שיחות ואודיו ישירות מכל סמארטפון ומכשיר התומך בבלוטות'. טכנולוגיית Roger של פונאק מגבירה את ביצועי השמיעה שלכם במצבי שמיעה מאתגרים, וכל זאת ללא אביזרים נוספים המחוברים למעבד הצלילים. כלומר, אתם תוכלו להיות במרכז השיחה במצבים חברתיים רועשים או בפגישות עבודה, ולהתחבר ישירות לפלטפורמת הבידור האהובה עליכם בבית או בדרכים.



טכנולוגיית רוג'ר

השתמשו ברוג'ר במצבי האזנה מאתגרים, כגון במסעדה עמוסה או בשיחת ועידה בווידאו, על מנת לשדרג את ביצועי השמיעה שלכם.

חווית שמיעה עוצמתית

להקיף את עצמכם בצלילים האופייניים לבילוי בחוף הים. לשוחח עם משפחה וחברים סביב שולחן שוקק חיים ומלא כל טוב. ליהנות מהרוגע של קריאת ספר עם הילדים או הנכדים. אלו הרגעים שבשבילם אנחנו חיים; אלו הרגעים שמחברים אותנו לעולם.

על מנת להפיק את המרב מהרגעים המדהימים של החיים, תרצו את חווית השמיעה הטובה ביותר כל יום וכל היום – בבית, בעבודה, עם משפחה או חברים, או כאשר אתם נהנים מהפעילויות האהובות עליכם. Naida CI M מספק לכם חווית שמיעה עוצמתית באיכות שמיעה מעולה במגוון מצבים, עם פתרונות קישוריות מובנים.

מתוכנן עבור כל צרכי ההאזנה שלכם

האקוסטיקה והסאונד במשרד שונים מאוד מטויל בפארק או מארוחת ערב במסעדה. על מנת להפיק את המרב מכל סביבה, אתם זקוקים לפתרון שמיעה המתוכנן לספק צליל עשיר ונקי בכל מצב האזנה.

מערכת ההפעלה AutoSense OS 3.0 מעניקה לכם חווית האזנה עוצמתית בעזרת גישה אוטומטית למגוון מאפיינים המתאימים אישית את הצליל בהתבסס על הסביבה בה אתם נמצאים. כלומר, תשמעו הכי טוב שתוכלו בכל רגע, בכל יום, לא חשוב לאן החיים ייקחו אתכם.



קדימה, קפצו למים

כל כך הרבה מהפעילויות האהובות עלינו מתרחשות בסביבה פעילה – שחייה, גינון, ספורט ואימוני כושר. הסוללה העמידה במים שלנו, מספקת לכם את אותה איכות שמיעה מצוינת אפילו בזמן שאתם נהנים מהפעילויות הכי קשוחות, וכל זאת בביטחון וללא דאגות. ויחידות הראש ה-AquaMic™ של Advanced Bionics כוללות את המיקרופונים העמידים במים היחידים בעולם במעבדי הצלילים. הם יאפשרו לכם ליהנות מאימון או ממסיבת בריכה, וגם להישאר במרכז העניינים בכל מקום.



נוחות ללא מאמץ



בכל ההרפתקאות שלכם בחיים, כדאי שיהיה ברשותכם פתרון שמיעה המתאים לחיים שלכם בצורה מלאה ומאפשר לכם ללכת בעקבות התשוקות שלכם ולחיות את החיים במלואם.

מעבד הצלילים ויחידת הראש שלנו מתוכננים להתאמה נוחה, בטוחה ומוצנעת. כי הדבר האחרון שאתם צריכים להתמקד בו כשאתם מתארגנים לשחות בבריכה או כשאתם קושרים את שרוכי נעלי הספורט לפני ההליכה, הוא הנוחות והבטיחות של המכשיר שלכם. עם Naida CI M, תוכלו להתמקד במה שהכי חשוב – ליהנות מהפעילויות אותן אתם אוהבים.

התאמה נוחה ובטוחה

אתם תרכיבו את המכשיר שלכם כמעט כל הזמן. כלומר, אתם זקוקים למעבד צלילים ואוזניים נוחים, מוצנעים ושלא יפריעו לפעילויות האהובות עליכם. כל אלה יאפשרו לכם ליהנות ממה שתשמעו, בלי לדאוג למכשיר שלכם.

עיצוב מעוגל

העיצוב הייחודי של הסוללה בתחתית המעבד מתעגל כנגד קו המתאר של האוזן, וכך מקבע את המכשיר ומצניע אותו במקומו.



יחידת ראש דקה

Naida CI M כולל יחידת ראש חדשה ודקה המספקת נוחות מרבית. יחידת הראש לא תפריע לכם ואתם תוכלו ליהנות מאורח חיים פעיל.

קישוריות אלחוטית אינטגרלית


החיים היום כרוכים בחיבורים, והנושא רק נעשה יותר חשוב בעוד הטכנולוגיה מתקדמת. עם Naida CI M, תוכלו ליהנות מקישוריות אלחוטית קלה וחסרת מאמץ בכל המכשירים האהובים שלכם.

ברגע שתהיו מחוברים, תוכלו לחוות שמיעה מצויינת בעבודה, לחוות את המוזיקה ואת הסדרות האהובות שלכם בסאונד משופר ולהתחבר למשפחה ולחברים בטלפון או בווידאו באיכות מדהימה. השילוב האינטגרלי של בלוטות' ואביזרי רוג'ר של פונאק הופכים את החיבורים האלה לקלים ואינטואיטיביים.




עלייה של 77% בשימוש בסמארטפונים*

העיצוב הייחודי של הסוללה בתחתית המעבד מתעגל כנגד קו המתאר של האוזן, וכך מקבע את המכשיר ומצניע אותו במקומו.



70% הזרמת תוכן ואודיו, עם השימוש ההולך ומתרחב בטבלטים*

70% מהמבוגרים בני 50+ רואים סרטונים ו/או תוכניות הזרמת אודיו בטבלטים שלהם.



אפליקציית AB Remote: לשליטה טובה יותר

היכולת לשלוט במעבד הצלילים שלכם משמעה שתמיד תקבלו את איכות הקול הטובה ביותר. אפליקציית AB Remote שלנו הופכת את זה לקל ודיסקרטי על ידי כך שהיא מספקת לכם ניהול קל של כל מכשירי השמיעה שלכם מן הסמארטפון שלכם.

*AARP Research 2020. Older Adults Keep Pace on Tech Usage. Retrieved from <https://www.aarp.org/research/topics/technology/info-2019/2020-technology-trends-older-americans.html>

קלות שימוש אולטימטיבית

אתם אמורים להיות מסוגלים להתעורר, להרכיב את מעבד הצלילים שלכם ולהתחיל את היום בידיעה שתשמעו הכי טוב שתוכלו ללא צורך בכיוונים. על מנת לענות לצרכים שלכם, Naida CI M הוא מעבד מתוחכם, מתקדם מבחינה טכנולוגית ואינטואיטיבי לשימוש.

מערכת ההפעלה AutoSense OS 3.0 שלנו מתוכננת לבצע את הכיוונים בזמן שאתם בתנועה ועוברים מסביבת האזנה אחת לאחרת, ואפליקציית AB Remote מאפשרת לכם לוודא שעוצמת הקול, התוכניות והגדרות נוספות יהיו בדיוק כמו שאתם צריכים.

חישה אוטומטית והתאמה לכל מצב

לוח הזמנים היומי שלכם יכול להיות מאוד עמוס, והדבר האחרון שתרצו הוא לדאוג לכוון את המעבד שלכם כשאתם עוברים מפגישה של אחד-על-אחד למפגש חברתי או לאימון.

על מנת להפיק את המרב מכל מצב, מערכת ההפעלה AutoSense OS 3.0 משתמשת בבינה מלאכותית כדי לחוש את הצליל ואת הסביבה בה אתם נמצאים ומבצעת את הכיוונים המתאימים באופן מיד. התכנון מיועד לספק ביצועים טובים יותר ברעש, וכן להיפטר מהצורך לשינויים ידניים, כדי שתוכלו לנוע בחופשיות לאורך כל היום בלי לדאוג למעבד הצלילים שלכם.




הפתרון הדו-צדדי המתוכנן לפעול יחד

עבור אנשים עם שאריות שמיעה באוזן אחת, הרכבת מכשיר השמיעה המתאים עוזרת להם לשמוע אפילו טוב יותר מאשר עם מערכת שתל שבלול בלבד. הרכבת Naida Link M יחד עם Naida CI M מספקת לכם תחושת קוליות דומה בשתי האוזניים עם יכולת כיוון של שני המכשירים ביחד.



מכשיר שמיעה Naida Link M



מעבד צלילים Naida CI M



תצורות שניתנות להתאמה אישית ויכולות לענות לכל הצרכים שלכם

ב-Advanced Bionics אנחנו עובדים ללא לאות כדי לעמוד בצרכי השמיעה הייחודיים שלכם. ביחד עם פונאק, אנחנו חלק מחברת השמיעה החדשנית והגדולה ביותר המוקדשת למציאת פתרונות עבור מטופלים עם כל סוג ורמה של לקות שמיעתית.

אם אתם משתמשים בשתל שבלול ובמכשיר שמיעה, אתם יכולים להשתמש ב- Naída CI M באוזן אחת ומכשיר שמיעה Phonak Naída™ Link M באוזן השנייה. גישה מותאמת אישית זו מתוכננת לוודא ששני המכשירים יעבדו צלילים באותו אופן. ביחד הם מספקים חוויות צליל עקביות והבנת דיבור מעולה, בשונה ממכשיר שמיעה ושתל שבלול שלא תוכננו לפעול יחד.

בחרו את הבחירה הברורה לקבלת פתרון שמיעה המתוכנן סביב הצרכים הייחודיים שלכם. בחרו את העוצמה של Advanced Bionics ופונאק.



PHONAK+ AB

משאבי השיקום של Sound Success

נדרש ניסיון על מנת לתקשר בביטחון. משאבי השיקום של SoundSuccess™ היא תוכנית אינטראקטיבית מקוונת בה תוכלו לתרגל האזנה לשפה ושיחות יומיומיות בנוחות בביתכם. התוכנית נועדה לשפר את:

- הביטחון בשימוש טכנולוגיית אביזרי השמיעה שלכם
- קלות ההבנה של דוברים אחרים
- קלות ההאזנה בסביבות רועשות

בקר ב- HearingSuccess.com על מנת לקבל גישה ל- SoundSuccess וגלו משאבים נוספים שיסייעו לכם להגיע ליעדי השמיעה שלכם.

בקר ב- AdvancedBionics.com/blog וקראו סיפורים שנכתבו על ידי מושתלים אודות מסע השמיעה שלהם ומאמרים מועילים אודות לקות שמיעה וטכנולוגיית שתל השבלול.




שותפים במסע שלכם לקראת שמיעה טובה

ב-Advanced Bionics יודעים שזהו מסע לכל החיים – מסע שבו נלווה אתכם בכל צעד. לכן בחירה ב-Advanced Bionics ובפונאק משמעותה בחירת שותפים למסע שתמיד ימשיכו לחפש דרכים לשיפור, וכדי לוודא שתוכלו ליהנות מחיים המלאים בצלילים.

כאשר אתם שוקלים שתל שבלול, פורטל השיקום המקוון שלנו, HearingSuccess, יכול לסייע לכם לזהות את צרכי השמיעה שלכם, לקבוע יעדים ולקבל תמיכה. לאחר הניתוח והתחלת השימוש במערכת השתל, תוכלו להמשיך למקסם את ההצלחה שלכם בעזרת הפורטל. הישארו מעודכנים בפיתוחים הטכנולוגיים האחרונים והשתמשו בכלים ובמשאבים רבי-עוצמה שיכולים לסייע בשיפור היכולות השמיעתיות שלכם.





משפרים את השמיעה מתחברים לחיים

ב-Advanced Bionics אנו מאמינים שכולם יכולים לחיות בלי מגבלות שלקות שמיעה מביאה. לכן אנו נלהבים להציג בפניכם את Naida CI M, מעבד הצלילים במערכת שתל השבלול הגמיש והחדשני ביותר – מערכת השתל שמציבה את המשתמש במרכז.

Naida CI M משלב את הטכנולוגיות ואת השירותים הטובים ביותר של Advanced Bionics ופונאק עם הצרכים הספציפיים שלכם על מנת לשפר את השמיעה שלכם. כי כאשר אתם שומעים באופן המיטבי שלכם, תוכלו להתחבר עם עולם הצלילים שמסביבכם. זה כל כך פשוט וכל כך משנה את החיים!

מסביב לעולם, עשרות אלפי מושתלים כבר הפיקו תועלת משתלי השבלול שלנו.

בקרר אותנו ב- AdvancedBionics.com והתחילו את המסע שלכם לשמיעה טובה יותר כבר היום.



על Advanced Bionics

מתחילת הדרך Advanced Bionics נוסדה על עיקרון החדשנות לשמיעה טובה יותר. המחויבות שלנו לשים את לקוחותינו במקום הראשון ולספק ביצועי שמיעה הטובים ביותר שניתן עודנה בראש מטרותינו.

משרדי המטה של AB, הכוללים מחקר, פיתוח וייצור, ממוקמים בשוויץ ליד ציריך. מאז 2009 אנו חלק מחברת סונובה, החברה המובילה בעולם בפתרונות שמיעה. סונובה הוקמה בשנת 1947, מיוצגת ביותר מ- 100 מדינות ברחבי העולם, ועם יותר מ- 14,000 עובדים מסורים.

אנו מונעים מהצלחה של האנשים אשר בוחרים Advanced Bionics, וההזדמנות לסייע ללקויי השמיעה ליהנות מחיים ללא מגבלות היא לכבוד עבורנו.



Scan the QR code to learn more about our new products or visit us at AdvancedBionics.com/NaídaCIM



פרטי התקשרות:

חברת סונובה ישראל בע"מ, חטיבת השתלים AB ישראל.

כתובת: רחוב נתיב האור 1 חיפה, בניין פארק מדעי החיים.

טלפון: 073-2593171 | וואטסאפ (הודעות): 052-3862010

ABisrael@sonova.com